



MELAG

Einweisung im Preis enthalten!

Sommer-Angebote: Sparen Sie bis zu 30%

Preise gültig bis 31.08.2017 - Angebote freibleibend



Das Basis-Paket Euroklav® 23 VS+ (massive Güter)

Der Euroklav 23 VS+ ist der beliebteste Klasse-S-Autoklav - normkonform nach der EN 13060. Er ist geeignet zur Aufbereitung von „semikritisch A/B und kritisch A“ Instrumenten und fasst eine Beladung von bis zu 4 kg verpackten Instrumenten. Das Gerät zeichnet sich durch einfache Bedienung und vielseitige Dokumentationsmöglichkeiten aus: CF-Card, Drucker, Praxisnetzwerk.

Euroklav® 23 VS+

1 MELAflash® CF-Card Printer

3 Tablettts

Preis auf Anfrage: 06825 8000 -112



Die Profi-Klasse „Klasse B“ Vacuklav® 23 B+ (massive Güter und Hohlkörper)

Der Vacuklav 23 B+ erfüllt höchste Ansprüche der EN 13060 und eignet sich für die Aufbereitung von „semikritisch A/B“ und „kritisch A/B“ Instrumenten. Er kann mit bis zu 5 kg verpackten Instrumenten beladen werden. Er zeichnet sich besonders durch das intuitive Bedienkonzept und die kurzen Betriebszeiten (inkl. fraktioniertem Vorvakuum und Trocknung) aus. Vielseitige Dokumentationsmöglichkeiten.

Vacuklav® 23 B+

1 MELAflash® CF-Card Printer

3 Tablettts + MELAcontrol® Praxis-Set

Preis auf Anfrage: 06825 8000 -112



MELAdem® 40 Wasser-Aufbereitungsanlage

MELAdem® 40 kann an alle Vacuklav®, Vacuquick®- und Euroklav®-Autoklaven angeschlossen werden und versorgt sie dann automatisch mit hochwertigem demineralisiertem Wasser.

MELAdem® 40

Preis auf Anfrage



MELAdem® 53 / 53C Wasser-Aufbereitungsanlage

MELAdem® 53 und MELAdem® 53 C arbeiten nach dem bewährten Ionenaustauschverfahren und erzeugen so hochwertiges demineralisiertes Wasser für den Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsprozess (z.B. zur Versorgung des Cliniclave®, des MELAtherm® und eines oder weiterer Praxis-Autoklaven)

MELAdem® 53

Preis auf Anfrage

MELAdem® 53 C

Preis auf Anfrage



MELAcontrol® Chargenkontroll-System für „Klasse B“-Autoklaven

MELAcontrol® ist ein Prüfsystem, das nach EN 867-5 zur Chargenkontrolle und zur Prüfung des fraktionierten Vorvakuums eines Klasse B und Cliniclave® 25 Autoklaven dient.

Praxis-Set bestehend aus einem Prüfkörper (Helix) und 250 Indikatorstreifen

Preis auf Anfrage



MELAdoc® Etikettendrucker für Sterilisier-Verpackungen

Der MELAdoc® Etikettendrucker und die Dokumentationsblätter vereinfachen die Kennzeichnung der Dokumentation verpackter, sterilisierter Instrumente und Textilien. Er ermöglicht die Rückverfolgung der Charge. Durch die Angabe von Sterilisierdatum, Chargennummer, Bedienungsperson kann auf einfache Weise das sterilisierte Instrumentarium dem Patienten zugeordnet werden.

MELAdoc® (Lieferung mit 1 Rolle Etiketten)

Preis auf Anfrage

6 Ersatzrollen à 750 Etiketten inklusive einer Farbwalze

Preis auf Anfrage

MELAdoc® Dokumentationsblätter (10 Blöcke à 100 Blatt)

Preis auf Anfrage

Alle Preise zzgl. 19% MwSt., zzgl. Installation (auf Anfrage) | Angebot freibleibend

Wir führen **Wartungen** und **Validierungen** gemäß **Herstellerangaben** durch.

Gerne auch an bereits vorhandenen Geräten! Für weitere Informationen dazu senden Sie die ausgefüllte Faxantwort zurück oder rufen Sie uns einfach an: **06825 8000-112 !**



Fax Nr.: 06825 8000 - 27112

Varitec AG • Auf Pfuhlst 3 • 66589 Merchweiler • Fon: 0 68 25 / 80 00 - 112 • E-mail: service@varitec.de

Ich interessiere mich für folgende/s Gerät/e:

- Euroklav® 23 VS+
- Vacuklav® 23 B+
- MELAdem® 40
- MELAdem® 53C / 53
- MELAcontrol®
- MELAdoc®
- Ich wünsche weitere Informationen
- Ich möchte einen Termin vereinbaren
- Ich wünsche weitere Informationen zur Wartung
- Ich wünsche weitere Informationen zur Validierung



Stempel

Name _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-mail _____

Datum, Unterschrift