




MELAG Sommerangebote für HNO-Praxen

Der MELAtherm® 10 DTA / DTB

**Kostenlose
Beratung
unter
06825 / 8000-112!**



Bis zu 192 Ohrtrichter und eine Vielzahl von Instrumenten in einem Zyklus in Rekordzeit aufbereiten? Das HNO-Paket von MELAG macht's möglich.

Und das zum günstigen Sommer-Aktionspreis!

Vier gute Gründe, warum der MELAtherm® 10 so beliebt ist:

- ✓ **Mehr Schutz vor Re-Kontamination, Korrosion und Beschädigung**
Die integrierte aktive Trocknung reduziert schnell die Feuchtigkeit.
- ✓ **Weniger Aufbereitungszyklen**
Die praxisoptimierte Aufbereitungskammer ermöglicht eine maximale Beladung. Bei gleicher Anzahl der Instrumente sinkt die Zahl der Durchläufe.
- ✓ **Ergonomische und sicheres Arbeiten**
Das integrierte Dosiermodul und die Prozessmedien sind leicht zugänglich in der Medienschublade untergebracht.
- ✓ **Digitalisierte Dokumentation**
Der integrierte CF-Reader und die integrierten zwei Ethernet-Schnittstellen ermöglichen die Dokumentation über Netzwerk, PC oder Drucker.

Und dabei ist die maschinelle Reinigung und Desinfektion Ihrer Instrumente mit einem Thermodesinfektor das wohl sicherste Verfahren zum Schutz Ihrer Patienten und Ihres Praxispersonals.

**Sie
sparen
2.231,- €**

gegenüber LP von
9.481,- €

Das HNO-Paket

MELAtherm® 10 DTA / DTB (230 / 400 V)
inkl. CF-Card, Basiskorb mit Injektorschiene,
1 x Flexkorb 2, 1 x Flexkorb 3, Instrumentenkorb
kompakt, Aufsatz Ohrtrichter, Aufsatz Nasen-
spekula, inkl. Starterset C

Aktionspreis

nur bis 31.08.2018

7.250,- €

Euroklav® 23 VS+

Das Basis-Paket, für massive Güter

- ✓ Der beliebteste Klasse-S-Autoklav - normkonform nach der EN 13060
- ✓ Für die Aufbereitung von „semikritisch A/B und kritisch A“ Instrumenten
- ✓ Maximale Beladung von bis zu 4 kg verpackten Instrumenten
- ✓ Selbsterklärende und einfache Bedienung
- ✓ Vielseitige Dokumentationsmöglichkeiten - CF-Card, Drucker, Praxis-Netzwerk

Euroklav® 23 VS+

inkl. 1 MELAflash® CF-Card Printer
inkl. 3 Tablettis

Aktionspreis

nur bis 31.08.2018

3.990,- €

**Sie
sparen
35%**

gegenüber LP von
6.126,- €

**inklusive
CF-Card-
Printer**



**Wir führen Wartungen und Validierungen
gemäß Herstellerangaben durch.**

Für weitere Informationen dazu senden Sie die ausgefüllte Faxantwort zurück oder rufen Sie uns einfach an: **06825 8000-112!**

Gerne kümmern wir uns um bereits vorhandene Geräte.



Vacuklav® 23 B+

Die Profi-Klasse, für massive Güter und Hohlkörper

- ✓ „Klasse-B“-Serie, erfüllt höchste Ansprüche der EN 13060
- ✓ Für die Aufbereitung von „semikritisch A/B und kritisch A/B“ Instrumenten
- ✓ Maximale Beladung von bis zu 5 kg verpackten Instrumenten
- ✓ Kurze Betriebszeiten inkl. fraktioniertem Vorvakuum und Trocknung
- ✓ Intuitives Bedienkonzept
- ✓ Vielseitige Dokumentationsmöglichkeiten - CF-Card, Drucker, Praxis-Netzwerk

| | |
|--|------------------|
| Vacuklav® 23 B+ | |
| inkl. 1 MELAflash® CF-Card Printer inkl. 3 Tablettts und MELAcontrol® Praxis-Set | |
| Aktionspreis nur bis 31.08.2018 | 6.099,- € |



inklusive
CF-Card-
Printer

Vacuklav® 44 B+ Evolution

Die Premium-Klasse, für massive Güter und Hohlkörper



- ✓ „Klasse-B“-Serie, erfüllt höchste Ansprüche der EN 13060
- ✓ Für die Aufbereitung von „semikritisch A/B und kritisch A/B“ Instrumenten
- ✓ Maximale Beladung von bis zu 9 kg verpackten Instrumenten
- ✓ Größtes colour-touch-Display eines Praxis-Autoklaven; optionales Flex-Display
- ✓ Verkürzung der Trocknungszeit um bis zu 80% durch DRYtelligence Trocknung
- ✓ Optional: Dokumentation mit Melaprint 60; Barcode-Etikettendrucker direkt am Autoklaven



| | |
|---|------------------|
| Vacuklav® 44 B+ Evolution | |
| inkl. CF-Card und MELAdem® 40 inkl. 3 Tablettts MELAcontrol® Praxis-Set | |
| Aktionspreis nur bis 31.08.2018 | 8.570,- € |

Optionales Zubehör



MELAdoc® Etikettendrucker für Sterilisier-Verpackungen

Der MELAdoc® Etikettendrucker und die Dokumentationsblätter vereinfachen die Kennzeichnung der Dokumentation verpackter, sterilisierter Instrumente und Textilien. Er ermöglicht die Rückverfolgung der Charge. Durch die Angabe von Sterilisierdatum, Chargennummer, Bedienungsperson kann auf einfache Weise das sterilisierte Instrumentarium dem Patienten zugeordnet werden.

| | |
|--|---------|
| MELAdoc® (Lieferung mit 1 Rolle Etiketten) | 359,- € |
| 6 Ersatzrollen à 750 Etiketten inklusive einer Farbwalze | 48,- € |
| MELAdoc® Dokumentationsblätter (10 Blöcke à 100 Blatt) | 69,- € |



MELAcontrol® Chargenkontroll-System für „Klasse B“-Autoklaven

MELAcontrol® ist ein Prüfsystem, das nach EN 867-5 zur Chargenkontrolle und zur Prüfung des fraktionierten Vorvakuums eines Klasse B und Cliniclave® 25 Autoklaven dient.

| | |
|---|---------|
| Praxis-Set bestehend aus einem Prüfkörper (Helix) und 250 Indikatorstreifen | 164,- € |
|---|---------|



MELAdem® 40 Wasser-Aufbereitungsanlage

MELAdem® 40 kann an alle Vacuklav®, Vacuquick®- und Euroklav®-Autoklaven angeschlossen werden und versorgt sie dann automatisch mit hochwertigem demineralisiertem Wasser.

| | |
|-------------|---------|
| MELAdem® 40 | 387,- € |
|-------------|---------|

MELAdem® 53 / 53C Wasser-Aufbereitungsanlage

MELAdem® 53 und MELAdem® 53 C arbeiten nach dem bewährten Ionenaustauschverfahren und erzeugen so hochwertiges demineralisiertes Wasser für den Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsprozess (z.B. zur Versorgung des Cliniclave®, des MELAtherm® und eines oder weiterer Praxis-Autoklaven)

| | |
|--|----------|
| MELAdem® 53 C für kompakte Einbausituationen, Aufbereitung von max. 2100 ltr | 1189,- € |
| MELAdem® 53, Aufbereitung von max. 2800 ltr | 1224,- € |

Fax-Antwort: 06825 8000-27112

Ich interessiere mich für folgende/s Gerät/e:

- Melatherm® 10 DTA/DTB HNO-Paket
- Euroklav® 23 VS+ Basis-Paket
- Vacuklav® 23 B+ Profi-Klasse-Paket
- Vacuklav® 44 B+ Evolution Premium-Klasse-Paket
- MELAdoc®
- MELAcontrol®
- MELAdem® 40
- MELAdem® 53C / 53
- Ich wünsche weitere Informationen
- Ich möchte einen Termin vereinbaren
- Ich wünsche weitere Informationen zur Wartung
- Ich wünsche weitere Informationen zur Validierung

Praxisstempel / Adresse

X Datum, Unterschrift

Alle Preise zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung | Angebot freibleibend | **Preise gültig bis 31.08.2018**

Ab einem Warenwert von 100,00 € netto liefern wir alle Artikel für Sie innerhalb von Deutschland versandkostenfrei. Ansonsten erfolgt die Lieferung ab Lager zuzüglich 4,30 € Versandkosten.

Telefonische Bestell-Annahme: 06825 8000-112

Verantwortlicher im Sinne des BDSG: Varitec AG, Auf Pfuhlst 3, 66825 Merchweiler. Wenn Sie zukünftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte schriftlich per E-Mail an datenschutz@varitec.de oder per Post an die zuvor genannte Adresse mit. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie im Downloadbereich unter www.varitec.de.