

# MELAG

## Winterangebote für Fachärzte

Nur bis 15.12.2018

### Der MELAtherm® 10 DTA / DTB

Eine Vielzahl von Instrumenten in einem Zyklus in Rekordzeit aufbereiten? Die Facharzt-Pakete von MELAG machen's möglich. Und das zum günstigen Winter-Aktionspreis!



Vier gute Gründe, warum der MELAtherm® 10 so beliebt ist:

- ✓ **Mehr Schutz vor Re-Kontamination, Korrosion und Beschädigung**  
Die integrierte aktive Trocknung reduziert schnell die Feuchtigkeit.
- ✓ **Weniger Aufbereitungszyklen**  
Die praxioptimierte Aufbereitungskammer ermöglicht eine maximale Beladung. Bei gleicher Anzahl der Instrumente sinkt die Zahl der Durchläufe.
- ✓ **Ergonomisches und sicheres Arbeiten**  
Das integrierte Dosiermodul und die Prozessmedien sind leicht zugänglich in der Medienschublade untergebracht.
- ✓ **Digitalisierte Dokumentation**  
Der integrierte CF-Reader und die integrierten zwei Ethernet-Schnittstellen ermöglichen die Dokumentation über Netzwerk, PC oder Drucker.

Und dabei ist die maschinelle Reinigung und Desinfektion Ihrer Instrumente mit einem Thermodesinfektor das wohl sicherste Verfahren zum Schutz Ihrer Patienten und Ihres Praxispersonals.



**Kostenlose  
Beratung  
unter  
06825 / 8000-112!**



#### Das Chirurgie-/Urologie-Paket

inkl. Basiskorb mit Injektorschiene;  
1 x Flexkorb 6; 2 x Flexkorb 3;  
inkl. Starterset C

**Aktionspreis nur bis 15.12.2018**  
**7.479,- €**  
zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung

**Sie sparen 1.957,- €**  
gegenüber LP von 9.436,- €

#### Das Gynäkologie-Paket

inkl. Basiskorb ohne Injektorschiene;  
1 x Flexkorb 6; 2 x Flexkorb Spekula;  
inkl. Starterset P

**Aktionspreis nur bis 15.12.2018**  
**7.479,- €**  
zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung

**Sie sparen 1.939,- €**  
gegenüber LP von 9.418,- €

#### Das HNO-Paket

inkl. Basiskorb mit Injektorschiene; 1 x  
Flexkorb 2; 1 x Flexkorb 3; Instrumen-  
tenkorb kompakt; Aufsatz Ohrtrichter;  
Aufsatz Nasenspekula; inkl. Starterset C

**Aktionspreis nur bis 15.12.2018**  
**7.479,- €**  
zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung

**Sie sparen 2.002,- €**  
gegenüber LP von 9.481,- €

## Validierungen gemäß Herstellerangaben

### Sterilisatoren

**Validierung**  
(Leistungsqualifikation)  
in gesetzlich  
vorgegebenen  
Intervallen,  
inkl. 1 Programm

**379,- €**  
zzgl. MwSt.

#### Aufpreis Erstvalidierung\*

Installations- und Betriebsqualifikation  
nach gesetzl. Vorgabe,

inkl. 1 Programm **211,- €** zzgl. MwSt.

Jedes weitere  
Programm **75,- €** zzgl. MwSt.

### Reinigungs- und Desinfektionsgeräte

**Validierung**  
(Leistungsqualifikation)  
in gesetzlich  
vorgegebenen  
Intervallen,  
inkl. 1 Programm

**435,- €**  
zzgl. MwSt.

#### Aufpreis Erstvalidierung\*

Installations- und Betriebsqualifikation  
nach gesetzl. Vorgabe,

inkl. 1 Programm **315,- €** zzgl. MwSt.

Jedes weitere  
Programm **90,- €** zzgl. MwSt.

### Siegelgeräte

**Validierung**  
(Leistungsqualifikation)  
in  
gesetzlich  
vorgegebenen  
Intervallen

**225,- €**  
zzgl. MwSt.

#### Aufpreis Erstvalidierung\*

Installations- und Betriebsqualifikation  
nach gesetzl. Vorgabe

**25,- €** zzgl. MwSt.

\* Liegt keine Dokumentation zur Erstvalidierung vor, sind wir gesetzlich verpflichtet, diese einmalig zusätzlich zu der Leistungsqualifikation durchzuführen und zu dokumentieren.

## Wartungen

Unsere Leistung umfasst die periodische Geräteüberprüfung, die Reinigung und den Austausch der Verschleißteile (Inhalt des jeweiligen Wartungs-Sets) nach Vorgabe bzw. Wartungsanweisung der Hersteller. Zusätzlich anfallende Reparaturen sowie der Austausch von Verschleißteilen, die nicht im Wartungs-Set enthalten sind, werden gesondert berechnet. Weiterhin führen wir Testläufe durch (Vakuumtest und Sterilisationsprogramm) und protokollieren und dokumentieren die Wartung.

#### MELAG Euroklav® und Profiklasse

pauschal **275,- €** zzgl. MwSt.

#### MELAG Premiumklasse und Evolution

pauschal **295,- €** zzgl. MwSt.

Alle Preise zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung | Angebot freibleibend | **Preise gültig bis 15.12.2018**

**Telefonische Bestell-Annahme: 06825 8000-112**

# Vacuklav® 23 B+

## Die Profi-Klasse, für massive Güter und Hohlkörper

- ✓ „Klasse-B“-Serie, erfüllt höchste Ansprüche der EN 13060
- ✓ Für die Aufbereitung von „semikritisch A/B und kritisch A/B“ Instrumenten
- ✓ Maximale Beladung von bis zu 5 kg verpackten Instrumenten
- ✓ Kurze Betriebszeiten inkl. fraktioniertem Vorvakuum und Trocknung
- ✓ Intuitives Bedienkonzept
- ✓ Vielseitige Dokumentationsmöglichkeiten - CF-Card, Drucker, Praxis-Netzwerk

**Vacuklav® 23 B+**  
inkl. 1 MELAflash® CF-Card Printer  
inkl. 3 Tablettis und MELAcontrol® Praxis-Set

**Aktionspreis nur bis 15.12.2018 5.999,- €**  
zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung

**Sie sparen 36%**  
gegenüber LP von 9.380,- €



inklusive CF-Card-Printer

# Vacuklav® 44 B+ Evolution

## Die Premium-Klasse, für massive Güter und Hohlkörper



**Sie sparen 2.140,- €**  
gegenüber LP von 10.710,- €

- ✓ „Klasse-B“-Serie, erfüllt höchste Ansprüche der EN 13060
- ✓ Für die Aufbereitung von „semikritisch A/B und kritisch A/B“ Instrumenten
- ✓ Maximale Beladung von bis zu 9 kg verpackten Instrumenten
- ✓ Größtes colour-touch-Display eines Praxis-Autoklaven; optionales Flex-Display
- ✓ Verkürzung der Trocknungszeit um bis zu 80% durch DRYtelligence Trocknung
- ✓ Optional: Dokumentation mit Melaprint 60; Barcode-Etikettendrucker

**Vacuklav® 44 B+ Evolution**  
inkl. CF-Card und MELAdem® 40  
inkl. 3 Tablettis  
MELAcontrol® Praxis-Set

**Aktionspreis nur bis 15.12.2018 8.570,- €**  
zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung

# Euroklav® 23 VS+

## Das Basis-Paket, für massive Güter

- ✓ Der beliebteste Klasse-S-Autoklav - normkonform nach der EN 13060
- ✓ Für die Aufbereitung von „semikritisch A/B und kritisch A“ Instrumenten
- ✓ Maximale Beladung von bis zu 4 kg verpackten Instrumenten
- ✓ Selbsterklärende und einfache Bedienung
- ✓ Vielseitige Dokumentationsmöglichkeiten - CF-Card, Drucker, Praxis-Netzwerk

**Euroklav® 23 VS+**  
inkl. 1 MELAflash® CF-Card Printer  
inkl. 3 Tablettis

**Aktionspreis nur bis 15.12.2018 4.390,- €**  
zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung

**Sie sparen 28%**  
gegenüber LP von 6.126,- €



inklusive CF-Card-Printer

## Optionales Zubehör



### MELAdoc® Etikettendrucker für Sterilisier-Verpackungen

Der MELAdoc® Etikettendrucker und die Dokumentationsblätter ermöglichen die Rückverfolgung der Charge durch die Angabe von Sterilisierdatum, Chargennummer und Bedienungsperson.

MELAdoc® (Lieferung mit 1 Rolle Etiketten)	359,- € zzgl. MwSt.
6 Ersatzrollen à 750 Etiketten inklusive einer Farbwalze	48,- € zzgl. MwSt.
MELAdoc® Dokumentationsblätter (10 Blöcke à 100 Blatt)	69,- € zzgl. MwSt.

### MELAcontrol® Chargenkontroll-System für „Klasse B“-Autoklaven

MELAcontrol® dient nach EN 867-5 zur Chargenkontrolle und zur Prüfung des fraktionierten Vorvakuums eines Klasse B und Cliniclave® 25 Autoklaven.

Praxis-Set bestehend aus einem Prüfkörper (Helix) und 250 Indikatorstreifen	164,- € zzgl. MwSt.
---	---------------------

### MELAdem® 40 / 53 / 53C Wasser-Aufbereitungsanlage

MELAdem® versorgt Ihre Geräte automatisch mit hochwertigem demineralisiertem Wasser.

MELAdem® 40 (für alle Vacuklav®, Vacuquick®- und Euroklav-Autoklaven)	387,- € zzgl. MwSt.
MELAdem® 53 C (C = kompakt; z.B. für Cliniclave®, Melatherm®)	1189,- € zzgl. MwSt.
MELAdem® 53, (für Cliniclave®, Melatherm® und weitere Praxis-Autoklaven)	1224,- € zzgl. MwSt.

**Alternative? Einweginstrumente!**  
Fragen Sie uns an: 06825 8000-110

## Fax-Antwort: 06825 8000-27112

- Ich wünsche weitere Informationen und Beratung
- Ich wünsche ein detailliertes Angebot zu folgendem Gerät:
- Melatherm® 10 DTA/DTB
- Chirurgie-/Urologie-Paket     Gynäkologie-Paket     HNO-Paket
- Euroklav® 23 VS+     Vacuklav® 23 B+     Vacuklav® 44 B+
- MELAdoc®     MELAcontrol®     MELAdem® 40/53/53C
- Einweginstrumente

Praxisstempel / Adresse

---

Datum, Unterschrift

**Preise gültig bis 15.12.2018** | Angebot freibleibend  
Alle Preise zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung. Bei einem Netto-Auftragswert ab 100 € netto liefern wir innerhalb Deutschlands frei Haus. Unter 100,- € berechnen wir anteilige Versandkosten. Für Schwergut behalten wir uns Aufschläge für Transportkosten vor (Lieferung bis Bordsteinkante).

## Bestellung und Beratung: 06825 8000-112

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO: Varitec AG, Auf Pfuhlst 3, 66825 Merchweiler. Wenn Sie zukünftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte schriftlich per E-Mail an [datenschutz@varitec.de](mailto:datenschutz@varitec.de) oder per Post an die zuvor genannte Adresse mit. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie im Downloadbereich unter [www.varitec.de](http://www.varitec.de).