

Unsere Angebote zur Instrumentenaufbereitung

Gültig bis zum 31.10.2019

MELAG MELAtherm® 10 DTA / DTB




Vier gute Gründe, warum der MELAtherm® 10 so beliebt ist:

- ✓ **Mehr Schutz vor Re-Kontamination, Korrosion und Beschädigung**
Die integrierte aktive Trocknung reduziert schnell die Feuchtigkeit.
- ✓ **Weniger Aufbereitungszyklen**
Die praxisoptimierte Aufbereitungskammer ermöglicht eine maximale Beladung. Bei gleicher Anzahl der Instrumente sinkt die Zahl der Durchläufe.
- ✓ **Ergonomisches und sicheres Arbeiten**
Das integrierte Dosiermodul und die Prozessmedien sind leicht zugänglich in der Medienschublade untergebracht.
- ✓ **Digitalisierte Dokumentation**
Der integrierte CF-Reader und die integrierten zwei Ethernet-Schnittstellen ermöglichen die Dokumentation über Netzwerk, PC oder Drucker.

Und dabei ist die maschinelle Reinigung und Desinfektion Ihrer Instrumente mit einem Thermodesinfektor das wohl sicherste Verfahren zum Schutz Ihrer Patienten und Ihres Praxispersonals.



**Kostenlose
Beratung
unter
06825 / 8000-112!**



Das Allround-Paket

inkl. Basiskorb mit Injektorschiene;
1 x Flexkorb 6; 2 x Flexkorb 3;
inkl. Starterset C

nur 7.579,- €

zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung

Sie sparen **2.074,- €** gegenüber
dem Listenpreis von 9.653,- €

Das Gynäkologie-Paket

inkl. Basiskorb ohne Injektorschiene;
1 x Flexkorb 6; 2 x Flexkorb Spekula;
inkl. Starterset P

nur 7.579,- €

zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung

Sie sparen **2.049,- €** gegenüber
dem Listenpreis von 9.628,- €

Das HNO-Paket

inkl. Basiskorb mit Injektorschiene; 1 x
Flexkorb 2; 1 x Flexkorb 3; Instrumen-
tenkorb kompakt; Aufsatz Ohrtrichter;
Aufsatz Nasenspekula; inkl. Starterset C

nur 7.579,- €

zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung

Sie sparen **2.121,- €** gegenüber
dem Listenpreis von 9.700,- €

Wartungen nach Herstellervorgaben

Unsere Leistung umfasst die periodische Geräteüberprüfung, die Reinigung und den Austausch der Verschleißteile (Inhalt des jeweiligen Wartungs-Sets) nach Vorgabe bzw. Wartungsanweisung der Hersteller. Zusätzlich anfallende Reparaturen sowie der Austausch von Verschleißteilen, die nicht im Wartungs-Set enthalten sind, werden gesondert berechnet. Weiterhin führen wir Testläufe durch (Vakuumtest und Sterilisationsprogramm) und protokollieren und dokumentieren die Wartung.

MELAtherm 10 DTA/DTB

482,50 € zzgl. MwSt.

Andere Gerätetypen

Pauschalpreis, auf Anfrage

Validierungen gemäß Herstellerangaben

Sterilisatoren

Leistungsqualifikation

in gesetzlich
vorgegebenen
Intervallen,
inkl. 1 Programm

379,- €

zzgl. MwSt.

Aufpreis Erstvalidierung*

Installations- und Betriebsqualifikation
nach gesetzl. Vorgabe,

inkl. 1 Programm **211,- €** zzgl. MwSt.

Jedes weitere
Programm **75,- €** zzgl. MwSt.

Reinigungs- und Desinfektionsgeräte

Leistungsqualifikation

in gesetzlich
vorgegebenen
Intervallen,
inkl. 1 Programm

435,- €

zzgl. MwSt.

Aufpreis Erstvalidierung*

Installations- und Betriebsqualifikation
nach gesetzl. Vorgabe,

inkl. 1 Programm **315,- €** zzgl. MwSt.

Jedes weitere
Programm **90,- €** zzgl. MwSt.

Siegelgeräte

Leistungsqualifikation

in gesetzlich
vorgegebenen
Intervallen

225,- €

zzgl. MwSt.

Aufpreis Erstvalidierung*

Installations- und Betriebsqualifikation
nach gesetzl. Vorgabe

25,- € zzgl. MwSt.

* Liegt keine Dokumentation zur Erstvalidierung vor, sind wir gesetzlich verpflichtet, diese einmalig zusätzlich zu der Leistungsqualifikation durchzuführen und zu dokumentieren.

Alle Preise zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung | Angebot freibleibend | **Preise gültig bis 31.10.2019**

Telefonische Bestell-Annahme: 06825 8000-112

MELAG Vacuklav® 23 B+

Die Profi-Klasse, für massive Güter und Hohlkörper

- ✓ „Klasse-B“-Serie, erfüllt höchste Ansprüche der EN 13060
- ✓ Für die Aufbereitung von „semikritisch A/B und kritisch A/B“ Instrumenten
- ✓ Maximale Beladung von bis zu 5 kg verpackten Instrumenten
- ✓ Kurze Betriebszeiten inkl. fraktioniertem Vorvakuum und Trocknung
- ✓ Intuitives Bedienkonzept
- ✓ Vielseitige Dokumentationsmöglichkeiten - CF-Card, Drucker, Praxis-Netzwerk



Vacuklav® 23 B+
inkl. 1 MELAflash® CF-Card Printer
inkl. 3 Tablettis und MELAcontrol® Praxis-Set

Preis bis zum 31.10.2019 nur 5.999,- €
zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung

Sie sparen 38%
gegenüber LP von 9.614,- €

inklusive CF-Card-Printer

MELAG Vacuklav® 44 B+ Evolution

Die Premium-Klasse, für massive Güter und Hohlkörper



- ✓ „Klasse-B“-Serie, erfüllt höchste Ansprüche der EN 13060
- ✓ Für die Aufbereitung von „semikritisch A/B und kritisch A/B“ Instrumenten
- ✓ Maximale Beladung von bis zu 9 kg verpackten Instrumenten
- ✓ Größtes colour-touch-Display eines Praxis-Autoklaven; optionales Flex-Display
- ✓ Verkürzung der Trocknungszeit um bis zu 80% durch DRYtelligence Trocknung
- ✓ Optional: Dokumentation mit Melaprint 60; Barcode-Etikettendrucker

Sie sparen 2.140,- €
gegenüber LP von 10.822,- €

Vacuklav® 44 B+ Evolution
inkl. CF-Card und MELAdem® 40
inkl. 3 Tablettis
MELAcontrol® Praxis-Set

Preis bis zum 31.10.2019 nur 8.682,- €
zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung

MELAG Euroklav® 23 VS+

Das Basis-Paket, für massive Güter

- ✓ Der beliebteste Klasse-S-Autoklav - normkonform nach der EN 13060
- ✓ Für die Aufbereitung von „semikritisch A/B und kritisch A“ Instrumenten
- ✓ Maximale Beladung von bis zu 4 kg verpackten Instrumenten
- ✓ Selbsterklärende und einfache Bedienung
- ✓ Vielseitige Dokumentationsmöglichkeiten - CF-Card, Drucker, Praxis-Netzwerk



Euroklav® 23 VS+
inkl. 1 MELAflash® CF-Card Printer
inkl. 3 Tablettis

Preis bis zum 31.10.2019 nur 4.390,- €
zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung

Sie sparen 30%
gegenüber LP von 6.249,- €

inklusive CF-Card-Printer

Zubehör (Optional)



MELAdoc® Etikettendrucker für Sterilisier-Verpackungen

Der MELAdoc® Etikettendrucker und die Dokumentationsblätter ermöglichen die Rückverfolgung der Charge durch die Angabe von Sterilisierdatum, Chargennummer und Bedienungsperson.

MELAdoc® (Lieferung mit 1 Rolle Etiketten)	359,- € zzgl. MwSt.
6 Ersatzrollen à 750 Etiketten inklusive einer Farbwalze	48,- € zzgl. MwSt.
MELAdoc® Dokumentationsblätter (10 Blöcke à 100 Blatt)	69,- € zzgl. MwSt.

MELAcontrol® Chargenkontroll-System für „Klasse B“-Autoklaven

MELAcontrol® dient nach EN 867-5 zur Chargenkontrolle und zur Prüfung des fraktionierten Vorvakuums eines Klasse B und Cliniclave® 25 Autoklaven.

Praxis-Set bestehend aus einem Prüfkörper (Helix) und 250 Indikatorstreifen	164,- € zzgl. MwSt.
---	---------------------

MELAdem® 40 / 53 / 53C Wasser-Aufbereitungsanlage

MELAdem® versorgt Ihre Geräte automatisch mit hochwertigem demineralisiertem Wasser.

MELAdem® 40 (für alle Vacuklav®, Vacuquick®- und Euroklav-Autoklaven)	387,- € zzgl. MwSt.
MELAdem® 53 C (C = kompakt; z.B. für Cliniclave®, Melatherm®)	1189,- € zzgl. MwSt.
MELAdem® 53, (für Cliniclave®, Melatherm® und weitere Praxis-Autoklaven)	1224,- € zzgl. MwSt.

Alternative gesucht? Wir liefern auch Einweginstrumente.

Fordern Sie einfach ein Angebot an: 06825 8000-110

Fax-Antwort: 06825 8000-27112

- Ich wünsche weitere Informationen und Beratung
- Ich wünsche ein detailliertes Angebot zu folgendem Gerät:
 - Melatherm® 10 DTA/DTB
 - Chirurgie-/Urologie-Paket
 - Gynäkologie-Paket
 - HNO-Paket
 - Euroklav® 23 VS+
 - Vacuklav® 23 B+
 - Vacuklav® 44 B+
 - MELAdoc®
 - MELAcontrol®
 - MELAdem® 40/53/53C
 - Einweginstrumente

Praxisstempel / Adresse

Datum, Unterschrift

Preise gültig bis 31.10.2019 | Angebot freibleibend
Alle Preise zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung. Bei einem Netto-Auftragswert ab 100 € netto liefern wir innerhalb Deutschlands frei Haus. Unter 100,- € berechnen wir anteilige Versandkosten. Für Schwergut behalten wir uns Aufschläge für Transportkosten vor (Lieferung bis Bordsteinkante).

Bestellung und Beratung: 06825 8000-112

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO: Varitec AG, Auf Pfuhlst 3, 66825 Merchweiler. Wenn Sie zukünftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte schriftlich per E-Mail an datenschutz@varitec.de oder per Post an die zuvor genannte Adresse mit. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie im Downloadbereich unter www.varitec.de.