



Wenn Präzision gefragt ist:

HEINE BETA® 200 F.O. Otoskop

Aktion gültig bis 31.12.2019

HEINE BETA® 200 F.O. Otoskop

Das Heine BETA® 200 ist ein Otoskop mit solidem Metallgehäuse und kratzfesten Glaslinsen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und ein qualitativ gleichbleibendes Untersuchungsergebnis. Mit der distalen Fiber Optik (F.O.) Beleuchtung ist das BETA® 200 ideal für die Arztpraxis.

- ✓ 3-fache Vergrößerung: Das mehrfach vergütete Glas-Sichtfenster liefert randscharfe und verzerrungsfreie Bilder.
- ✓ Fiber Optik Beleuchtung: Ermöglicht eine gleichmäßige, sehr helle Ausleuchtung und einen schattenfreien Blick auf Ohr und Tympanum.
- ✓ Einzigartige stufenlose Helligkeitsregelung zwischen 100% und 3% (patentiert) mit Einfinger-Bedienung.
- ✓ Fest eingebautes, schwenkbares Sichtfenster, für leichtes Instrumentieren und Reinigen des Instrumentenkopfs.
- ✓ Integrierter Gebläseanschluss verhindert ungewollten Luftaustritt beim pneumatischen Trommelfelltest.

Beleuchtung:

- ✓ LED in HQ liefert ein absolut homogenes und helles Licht mit getreuer Farbwiedergabe und gleichmäßiger Ausleuchtung für eine präzise Diagnose. LED mit praktisch unbegrenzter Lebensdauer (typ. 100000 Stunden), kein Lampenwechsel nötig.
- ✓ XHL Xenon Halogenbeleuchtung mit heller Ausleuchtung und authentischer Farbwiedergabe.



HEINE BETA® 200 LED F.O. Otoskop
mit 4 Dauergebrauchs-Tips, ohne Griff

179,- € zzgl. MwSt. statt ~~222,90 €~~ (Listenpreis)

HEINE BETA® 200 F.O. Otoskop (3,5V XHL)
mit 4 Dauergebrauchs-Tips, ohne Griff

135,- € zzgl. MwSt. statt ~~165,70 €~~ (Listenpreis)

HEINE BETA® 4 USB Ladegriff (Abb. A)

Höchste Sicherheit. Der HEINE BETA® 4 USB Griff kann bedenkenlos mit jedem USB-Stecker oder einer anderen USB Energiequelle aufgeladen werden. Der BETA 4 USB Griff hat ein integriertes einzigartiges galvanisches Trennungsmodule, um den Griff und den Anwender vor den Folgen von defekten Steckern zu schützen. Wir empfehlen die Verwendung eines med. zugelassenen Steckernetzteiles.

HEINE BETA® 4 USB Ladegriff komplett

mit Li-ion Ladebatterie und BETA 4 USB Bodeneinheit, USB Kabel mit med. zugelassenen Steckernetzteil und Griffablage

187,- € zzgl. MwSt. statt ~~228,50 €~~ (Listenpreis)

HEINE BETA® 4 NT Ladegriff (Abb. B)

Ready-to-use Funktion. Die Griffe schalten sich automatisch aus, wenn sie in das NT 4 Tisch-Ladegerät gestellt werden. Versehentlicher Betrieb ist damit ausgeschlossen. Das verhindert Batterieschäden und vorzeitiges Durchbrennen der Lampe. Beim Herausnehmen schaltet sich automatisch die zuletzt gewählte Helligkeitsstufe wieder ein.

HEINE BETA® 4 NT Ladegriff komplett

mit Li-ion Ladebatterie und BETA 4 NT Bodeneinheit

135,- € zzgl. MwSt. statt ~~165,90 €~~ (Listenpreis)

HEINE® NT4 Tisch-Ladegerät

Innovatives, kompaktes Design für die standfeste Aufbewahrung der Instrumente. Zwei getrennte Ladeköcher, dadurch ist ein gleichzeitiges Laden von zwei Griffen möglich. Automatischer Ladevorgang (mit Überladeschutz) unabhängig vom Ladestand der Batterie. Mit Ladeanzeige. BxHxT = 142 x 61 x 66 mm.

HEINE® NT4 Tisch-Ladegerät

ohne Griff, inkl. Adapter für BETA4 NT Ladegriff, Standard F.O. 4 NT und F.O. 4 SHORT NT Laryngoskopgriff.

187,- € zzgl. MwSt. statt ~~228,50 €~~ (Listenpreis)



Fax-Antwort: 06825 8000-27110

Hiermit bestelle ich folgende Produkte:

- HEINE BETA®200 LED F.O. Otoskop
- HEINE BETA®200 F.O. Otoskop (3,5V XHL)
- HEINE BETA® 4 USB Ladegriff komplett
- HEINE BETA®4 NT Ladegriff komplett
- HEINE® NT4 Tisch-Ladegerät

Preise gültig bis 31.12.2019 | Angebot freibleibend
Alle Preise zzgl. MwSt.

Praxisstempel / Adresse



Datum, Unterschrift

Telefonische Bestell-Annahme: 06825 8000-110

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO: Varitec AG, Auf Pfulst 3, 66825 Merchweiler. Wenn Sie zukünftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte schriftlich per E-Mail an datenschutz@varitec.de oder per Post an die zuvor genannte Adresse mit. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie im Downloadbereich unter www.varitec.de.