

**Varitec AG**  
Auf Pfuhlst 3, 66589 Merchweiler  
Telefon 06825 8000-0  
www.varitec.de

**Abteilung Medizintechnik**  
Telefon 06825 8000-112  
Telefax 06825 8000-27112  
service@varitec.de



**HIGHLIGHT 2020**  
Leasing mit  
6 Monaten Ratenfreiheit!

# Einladung

SONO  
TAGE  
2020

# mindray Z50 Farbdoppler

Ein flexibles, modernes Gerät mit vielen Vorzügen:

In punkto Bildqualität lässt dieses hochwertige, tragbare Gerät keine Wünsche offen: Hochauflösender 15" LCD-Monitor (1.024 x 768 Pixel). Der Neigungswinkel des Displays ist einstellbar bis 60 Grad.

Der Farbdoppler bootet innerhalb 40 Sekunden. Er verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes Bedienfeld und Trackball. Die aufgenommenen Bilder werden auf eine interne, 500 GB große Festplatte gespeichert.

Das Z50 verfügt über zwei aktive Schallkopfanschlüsse und 4 USB-Anschlüsse. Dank optional erhältlichem Li-Ionen-Akku und passgenauer Tragetasche eignet sich das Gerät perfekt für Hausbesuche oder den Einsatz in mehreren Untersuchungsräumen.



## Mindray Z50

inkl. 2 Sonden, Tragetasche, Gerätewagen, Akku und 3 Jahren Garantie

Preis auf Anfrage

## Merkmale und Funktionen:

- 15" LCD Monitor mit 60 Grad Neigungswinkel
- Hintergrund beleuchtetes Bedienfeld und Trackball
- 2 aktive Schallkopfanschlüsse
- 500 GB Festplatte
- 40 Sekunden Bootzeit
- Farb- und Powermode Doppler
- PW - Pulse Wave Doppler
- THI - Tissue Harmonic Imaging
- iBeam - Spatial Compound Imaging
- iClear - Speckle Suppression Imaging
- iTouch - Auto Optimization
- iStation - Patienten- und Bildarchiv
- 4 USB Anschlüsse



## Optional erhältlich:

- IMT - Auto Intima Media Messung
- Dicom Storage & Worklist
- iNeedle - Needle Visualization
- iScape - Realtime Panoramic Imaging
- Akku Batteriebetrieb für max. 90 Minuten
- Dritter elektr. Sondeneingang
- Gerätewagen

**Kostenlose Beratung  
unter  
06825 / 8000-112**

Ihr Sonographiegerät sollte Ihnen viele Jahre zu Diensten stehen. Im Rahmen unseres Sonographiemanagements bieten wir neben der rein technischen Erhaltung auch die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben.

Mit der Wartung und Konstanzprüfung sind Sie nicht nur auf dem rechtssicheren Weg, Probleme können auch frühzeitig erkannt und behoben werden, bevor sie zu teuren Systemausfällen führen.

**Unser Extra:** Kostenlose erste Wartung bei Neukauf eines Sonographiegerätes gleich welchen Herstellers bis 20.12.2020. **Dadurch sparen Sie 360,- Euro!**

## Alpinion E-CUBE 8 LE

Einfacher Workflow und weitreichende Möglichkeiten:

Der 19,5 Zoll große Full HD LED Monitor mit einer Auflösung von 1.600 x 900 Pixel liefert dank hochwertiger IPS-Technologie (In-Plane Switching) kristallklare Bilder mit hoher Farbgenauigkeit und kräftigen Farben, die auch bei Änderung des Blickwinkels nahezu unverändert bleiben.

Alle Tasten des Keyboards sind für die intuitive Bedienung des Systems möglichst effizient angeordnet. Auch ist der schnelle zeitsparende Zugriff auf individuelle Voreinstellungen (Power Presets) mit einem Tastendruck gewährleistet.

Die Software-Highlights des E-CUBE 8 LE:

**DPDI:** Diese Technologie kombiniert die erhöhte Sensitivität des Power Doppler mit der Richtungsinformation des Blutflusses. Somit können langsame Flüsse wie z.B. in Niere, Schilddrüse oder Entzündungsherden besser detektiert werden.

**Live HQ:** Die fortschrittliche 3D/4D-Rendering-Technologie für eine realistische Bildgebung und räumliche Darstellung. Sie hilft auch den Eltern die fetale Anatomie besser zu erkennen.

**Auto NT:** (Nackentransparenz) ist ein halb-automatisches Mess-Verfahren für die fetale Nackentransparenz. Unabhängig vom Anwender erhöht dieses Modul die Genauigkeit der Biometrie zum Ende der Frühschwangerschaft.

**Elastographie:** Sie stellt die relativen Unterschiede der Gewebeeelastizität durch von außen ausgeübten Druck farblich dar. Schnell können Zusatzinformationen erhoben und u.U. unnötige Biopsien vermieden werden.



**Alpinion E-CUBE 8 LE**  
mit 2 Sonden inkl. SCI, FTHI, FSRI  
und Xpeed  
**Preis auf Anfrage**

# ANMELDUNG bitte faxen an 06825 8000 27112

Ja, ich komme zu Ihren Varitec Sonographie-Tagen.

**Mittwoch oder Freitag, zwischen 13:00 – 18:00 Uhr:**

Mittwoch, den  28.10.20  04.11.20  02.12.20

Freitag, den  30.10.20  06.11.20  04.12.20

um \_\_\_\_\_ Uhr

**Während der „MEDICA Woche“ vom 16.– 21.11.2020 jeweils zwischen 10:00 – 18:00 Uhr:**

Mo., den 16.11.20  Di., den 17.11.20  Mi., den 18.11.20

Do., den 19.11.20  Fr., den 20.11.20  Sa., den 21.11.20

um \_\_\_\_\_ Uhr

Alternativ zu o. g. Terminen möchte ich einen individuellen Beratungstermin vereinbaren.

Bitte rufen Sie mich an unter Tel. \_\_\_\_\_.

## Ihre Angaben

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Telefon für Rückfragen

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift

Praxisstempel

Bitte überprüfen Sie, ob Sie diese Einladung unter Beachtung der für Sie geltenden Compliance-Vorschriften annehmen dürfen. Für Arbeitnehmer gilt diese Einladung unter Vorbehalt einer Dienstherrngenehmigung, d.h. dass Ihr Arbeitgeber damit einverstanden sein muss, dass Sie an der Veranstaltung teilnehmen. Sofern Sie diese Einladung annehmen, gehen wir davon aus, dass Sie über die erforderliche Genehmigung verfügen. Die Einladung beinhaltet keinerlei Freizeitaktivitäten.

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO: Varitec AG, Auf Pfuhlst 3, 66589 Merchweiler. Wenn Sie zukünftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte schriftlich per E-Mail an [datenschutz@varitec.de](mailto:datenschutz@varitec.de) oder per Post an die zuvor genannte Adresse mit. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie im Downloadbereich unter [www.varitec.de](http://www.varitec.de).