



## 24 h Blutdruck System custo screen 300:

Schnell und sicher zum validen Befund

custo screen 300 ist weltweit der erste Langzeit-Blutdruckrekorder, der erfolgreich nach den strengen Vorgaben des ESH-IP 2010 Protokolls validiert wurde. Durch die Validierung werden exakte und verlässliche Messergebnisse garantiert und auch die Artefaktunterdrückung wird signifikant verbessert. Für hohen Patientenkomfort sorgt die automatische Tag-Nacht-Erkennung, schnellere Auf- und Abpumpzeiten und die geräuscharme Arbeitsweise des Rekorders.

Zweitgerät custo screen 300  
ohne Software, inklusive Zubehör  
**nur 1.190,- €**  
zzgl. MwSt., Installation und Einweisung

custo screen 300  
mit Software screen standard, diagnostic  
standard 4.x und Starterkit  
**nur 1.420,- €**  
statt 2.095 € Listenpreis  
zzgl. MwSt., Installation und Einweisung

## custo spiro mobile

Lungenfunktions-Paket

custo spiro mobile plus passende Software custo vit standard und diagnostic standard 4.x oder 5.x (nach Wahl).



custo spiro mobile  
plus Software  
**nur 1.390,- €**  
statt 1.680 € Listenpreis  
zzgl. MwSt., Installation und Einweisung

## spiro protect Virenfilter

99,9999 % bakterieller und viraler Schutz bei der Messung der Lungenfunktion

50 Stück (1 Pck.) **61,50 €**  
200 Stück (4 Pck.) **49,00 € /Pck.**

Fax-Antwort: 06825 8000-27112

- Ich wünsche weitere Informationen und Beratung  
 Ich wünsche ein detailliertes Angebot zu folgendem Gerät:

- Bundle Ergomessplatz  
 multiday Vorhof-Diagnostik  
 custo cardio 300 BT-A  
 custo screen 300  
 Prämie custo screen  
 Zweitgerät custo flash 500  
 custo spiro mobil  
 Zweitgerät custo screen 300  
 Prämie spiro mobile

Preise gültig bis 31.12.2020 | Angebot freibleibend

Alle Preise zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung. Bei einem Netto-Auftragswert ab 100,- € liefern wir innerhalb Deutschlands frei Haus. Unter 100,- € berechnen wir anteilige Versandkosten. Für Schwergut behalten wir uns Aufschläge für Transportkosten vor (Lieferung bis Bordsteinkante).

Praxisstempel / Adresse

2020-11\_Varitec\_custo\_BT

Datum, Unterschrift

Bestellung und Beratung: **06825 8000-112**

Unsere Informationen zum Datenschutz finden Sie im Downloadbereich unter [www.varitec.de](http://www.varitec.de).

Varitec AG  
Auf Pfuhlst 3, 66589 Merchweiler  
Telefon 06825 8000-0  
[www.varitec.de](http://www.varitec.de)

Abteilung Medizintechnik  
Telefon 06825 8000-112  
Telefax 06825 8000-27112  
[service@varitec.de](mailto:service@varitec.de)



BERATER  
TAGE



© Gorodenkoff - Fotolia.com

# Ergomessplatz ec5000 im Bundle

Zwei starke Pakete für sichere Workflows:

## Ergometrie-Messplatz ec5000

12-Kanal-PC-EKG mit integrierter Sauganlage, Ergometer ec5000 smart, custo easy Gerätewagen, umfangreiche Software, Netzwerklicenzen, GDT-Schnittstelle zu Ihrem Praxis-System.

**Bundle 1 mit Spirometer spiro mobile** inkl. Software vit standard oder

**Bundle 2 Langzeit-Blutdruck-Rekorder custo screen 300** inkl. Software screen standard.

**Bundle 1:**  
Ergomessplatz  
custo mobil  
+ spiro mobile




**Bundle 2:**  
Ergomessplatz  
custo mobil  
+ custo screen 300



custo cardio 400 Ruhe-/Belastungs-EKG mit integrierter Sauganlage und wechselbaren, wiederverwendbaren Elektroden. Mit Hygienezertifikat der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Abtastrate bis zu 32 kHz, Verbesserte Schrittmachererkennung mit Vermessung der SM-Impulse, Saugleistung 6 Stufen, 0 – 280 mbar (in 40-mbar-Schritten), perfekte Datenübertragung via USB und Bluetooth. Mobile Einsatzmöglichkeit, Defibrillationsschutz / Erholzeit < 10s.

**Bundle  
Ergomessplatz ec5000**  
custo cardio 400, Ergometer ec 5000  
smart, Gerätewagen, Software + Prämie  
**nur 11.800,- €**  
zzgl. MwSt., Installation und Einweisung

Referenzergometer mit 2-stufigem Zahnriemenantrieb (leise, verschleißfrei, schlupffrei bei allen Laststufen). Stabile Bodenplatte mit tiefem Schwerpunkt, einfacher Aufstieg, max. Patienten-Gewicht 200 kg, integrierte Rollen, Drehzahlunabhängig, 6-999 Watt, Lenkerverstellung 360°, Sattel stufenlos höhenverstellbar. Komfortable PC-Steuerung mit Patientendisplay.



# multiday Vorhof-Diagnostik:

LZ-EKG-Rekorder custo flash 500

Vorhofflimmern erkennen in nur 5 Schritten mit der custo VHF-Diagnostik. Die Software custo tera standard zusammen mit dem custo flash 500 ermöglicht Ihnen die multiday-Auswertung von bis zu 7 Tagen. Neben Funktionen wie Auswertung, Analyse, Trend und EKG mit Ereignis-Trend bietet tera standard zudem Gesamt-EKG, den Export als PDF-Datei und das gezielte Reduzieren der Datenmenge.

Inklusive Software custo tera standard plus kostenloses Update auf custo tera professional! Dadurch können Sie zusätzlich HRV, HRT und Vorhofflimmern bestimmen, und erweiterte ST-Anlage mit Superimposition-Funktion, QT-Analyse und eine Eventauswertung mit mehrtägigen Langzeit-EKGs durchführen!

**Aktionspaket multiday VHF**  
custo flash 500, Ladeteil, Kartenleser  
+ custo tera professional Update  
**nur 5.090,- €**  
statt 5.920 € Listenpreis  
zzgl. MwSt., Installation und Einweisung

**Zweitgerät custo flash 500**  
ohne Software, inklusive Zubehör  
**nur 1.780,- €**  
zzgl. MwSt., Installation und Einweisung

## custo cardio 300 BT-A

12-Kanal-Ruhe-EKG der Zukunft

12-Kanal-Ruhe-EKG für einen mobilen und flexiblen Einsatz. Integrierte LEDs geben Auskunft über Signalqualität des EKGs – individuell für jeden Kanal. Die Aufzeichnung kann mit einem Klick direkt am Gerät gestartet werden. Ein integrierter Countdown für ein 10-Sekunden-EKG ist mittels LED sichtbar. Die perfekte Lösung dank modularer Bedienbarkeit durch diverse Patienten-kabel, Anschluss an Sauganlage, etc.

**custo cardio 300 BT-A**  
custo cardio 300 mit Bluetooth und  
Patientenkabel  
**nur 2.490,- €**  
statt 3.340 € Listenpreis  
zzgl. MwSt., Installation und Einweisung

