

QuikRead go[®] Point of Care Testung

Preise gültig bis 30.06.2021 | Angebot freibleibend.
Alle Preise zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung.

Aussagekräftige Messergebnisse in Laborqualität in nur wenigen Minuten.

Seit Jahren im internationalen Einsatz und im klinischen Bereich bewährt. Präzise und eindeutige Ergebnisse innerhalb weniger Minuten nach dem Einführen der Küvette, da diese bereits mit den nötigen Reagenzien vorgefüllt sind. Umfangreiche Parameter verfügbar. Einfache und intuitive Bedienung durch ein großes Touch-Display.



Unser günstiges Einsteigerpaket bestehend aus:

QuikRead go Messgerät

- ✓ Intuitive Benutzeroberfläche
- ✓ Interaktiver Touchscreen mit leicht verständlichen Animationen

Workstation

BlueControl 1ml


- ✓ zur wöchentlichen Qualitätskontrolle

QuikRead go easyCRP Kit

- ✓ 50 Tests
- ✓ 50 Sample Collectors (10 µl)



Paketpreis
1.295,-
zzgl. MwSt.



Weitere verfügbare Parameter

CRP / CRP + Hb / Strep A / iFOBT / HbA1c



Produktdetails

- Packung mit 50 Tests

Lagerung

- bei Raumtemperatur bzw. bei 2-25°C
- in der Versorgungseinheit
- kein Aufwärmen der Reagenzien

Ergebnis

- zuverlässiges CRP Ergebnis in 2 Minuten

Messbereich

- Vollblut: 1-200 mg/L
- Serum oder Plasma: 1-120 mg/L

Abrechnungsziffern (mit OIII-Zulassung)

EBM: 32460 (4,90 €)

GOÄ: 3741 (11,66 € x 1,15 (erhöhter Materialbedarf) = 13,41 €)


144,- €
zzgl. MwSt.

QuikRead go easy CRP

Dieser zuverlässige und zugleich schnell und einfach durchzuführende Point-Of-Care Test liefert ein quantitatives CRP Ergebnis innerhalb 2 Minuten.

Besonders die einfache und komfortable Probennahme durch den one-step Sample Collector - eine Kapillare, die direkt in die Testküvette überführt wird - verbessert den Arbeitsablauf und ist für den Patienten angenehmer.

Ein CRP-Test unterstützt die Diagnostik von Atemwegsinfektionen auch bei COVID 19



Referenzen:

1. Chen et al. 2020. Lancet 2020; 395:P507-513.
2. Mo et al. 2020. doi: 10.1093/cid/ciaa270.
3. Gao et al. 2020 doi: 10.1002/jmv.25770.
4. Wang et al. doi: 10.1093/cid/ciaa272.
5. Deng et al. 2020. doi: 10.1097/CM9.0000000000000824
6. Nathaniel R Smilowitz et al.; 15 January 2021; C-reactive protein and clinical outcomes in patients with COVID-19, European Heart Journal

Diese Grafik dient lediglich der Veranschaulichung und spiegelt den aktuellen Studienstand wieder. Dies stellt keine Handlungsempfehlung dar.



QuikRead go Strep A

QuikRead go Strep A ist ein schneller und leicht anwendbarer Diagnosetest, der A-Streptokokken zuverlässig im Rachenabstrich erkennt. Der Test liefert schnelle und genaue Ergebnisse noch während der ärztlichen Konsultation und identifiziert so die Patienten, die eine Behandlung mit Antibiotika benötigen.

Das Testergebnis - positiv oder negativ - wird auf dem Display angezeigt. Dadurch entfällt die Unsicherheit und Subjektivität einer visuellen Bewertung des Testergebnisses.

107,14 €
zzgl. MwSt.

Produktdetails

- Packung mit 50 Tests

Lagerung

- bei Raumtemperatur
bzw. bei 2-25°C

Ergebnis

- in 4 Minuten / hohe positive Ergebnisse in 2 Minuten

Messbereich

positiv/negativ



92,12 €
zzgl. MwSt.

Produktdetails

- Packung mit 50 Tests
Die iFOBT-Probennehmer und Stuhlfänger sind nicht im Kit enthalten!

Lagerung

- bei 2-8°C

Ergebnis

- zuverlässiges Messergebnis in 3 Minuten

Messbereich

- 10-200 µg/g (50-1000 ng/ml)

QuikRead go iFOBT Kit

Dieses Testkit dient dem immunologischen Nachweis von okkultem Blut im Stuhl und wird bei der Darmkrebsfrüherkennung eingesetzt.

Die eigentliche Messung wird Vor Ort in der Arztpraxis mit dem QuikRead go Messgerät durchgeführt. Laborgenaue Ergebnisse liegen bereits nach 3 Minuten vor. Die Darstellung auf dem Messgerät erfolgt wahlweise qualitativ oder quantitativ.

Beratung und Bestellung: 06825 8000-110

Preise gültig bis 30.06.2021 | Angebot freibleibend.
Alle Preise zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung.

QuikRead go® Messgerät



Einfache Anwendung

- ✓ Intuitive Benutzeroberfläche
- ✓ Interaktiver Touchscreen mit leicht verständlichen Animationen

Minimale Bedienungszeit

- ✓ Automatische Mischung und Beigabe von Reagenzien dank vorgefüllter Küvetten
- ✓ Ergebnisse werden automatisch im internen Speicher des Instruments hinterlegt, Benutzer- und/oder Patienten-ID werden mit dem Ergebnis angezeigt.

Ausgezeichnete Anschlußmöglichkeiten

- ✓ Drei Standard-USB-Anschlüsse
- ✓ LIS-/HIS-Anbindung

1252,10 €
zzgl. MwSt.

BESTELLUNG bitte faxen an **06825 8000-27110**

Artikel	Artikel-Nr.	Preis	Menge
Einsteigerpaket: QuikRead go Messgerät, Workstation, QuikRead go easy CRP Kit und Blue Control		1.295,00 €	
QuikRead go® Messgerät inkl. Netzteil, Netzkabel, Bedienungsanleitung	133893	1.252,10 €	
Workstation	136206	8,90 €	
QuikRead go easy CRP Kit 50 Tests inkl. Sample Collector (10 µl)	153287	144,00 €	
Blue Control 1 ml, zur wöchentlichen Qualitätskontrolle	153764	19,00 €	
QuikRead go Sample Collector 10 µl, 50 Stück	153211	17,50 €	
QuikRead go Strep A Kit 50 Tests inkl. Positiv- und Negativkontrolle und Abstrichtupfer	135883	107,14 €	
QuikRead go Strep A swabs 50 Stück	153212	25,00 €	
QuikRead go iFOBT Kit 50 Tests inkl. Kapillare und Stifte (zum Messen der Patientenproben)	151051	92,12 €	
Probennehmer und Stuhlfänger (Probenahme für Stuhlprobe Patient), jeweils 50 Stück	151052	49,90 €	
iFOBT Kontrolllösung 0,8 ml, zur wöchentlichen Qualitätskontrolle	130054	19,10 €	
QuikRead go HbA1c Kit 25 Tests inkl. Sample Collectors	151058	87,50 €	
HbA1c Control Set 2 Level (2 x 0,5 ml)	154520	110,00 €	
Sample Collector 10 µl, 25 Stück	154457	34,00 €	

Ich wünsche eine Vorführung des QuikRead go Messgerätes.

Bitte vereinbaren Sie einen individuellen Beratungstermin unter der unten angegebenen Telefonnummer.

Ihre Angaben

Ansprechpartner Name, Vorname

Telefon für Rückfragen

X _____
Datum, Unterschrift

Praxisstempel

Beratung und Bestellung: 06825 8000-110

Preise gültig bis 30.06.2021 | Angebot freibleibend.
Alle Preise zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung.

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO: Varitec AG, Auf Pfuhlst 3, 66589 Merchweiler. Wenn Sie zukünftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte schriftlich per E-Mail an datenschutz@varitec.de oder per Post an die zuvor genannte Adresse mit. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie im Downloadbereich unter www.varitec.de.